


ピー・ポール® 4 採尿の仕方

必ず健診当日の採尿となります。


- 1 黄色のカバーを**まっすぐ** **抜き取り**、カバー口部分をキャップの中に**しっかり**差し込みます。



- 2 黄色のカバーを手に持ち、**排尿中の尿に**、採尿口をあて**いっぱい**になるまでとります。



- 3 採尿後、キャップを持ち、黄色のカバーを元の位置に戻します。**カチッ**とするまで**しっかり**差し込み、**漏れがないこと**を確認します。



■採尿方法



専用の袋に入れ、**名前を必ずご記入**のうえ提出をお願いします。